

ORION



COD	DESCRIPCIÓN
SN-890	Orion 1 motor. Subida-bajada, respaldo y pernera manual. Brazos sincronizados con el respaldo, abatibles independientes. Pernera con estribera en base de inox abatible 90°. Giro sillón 140°, sistema antivuelco. Pedal con puesta a cero automática y paro de seguridad. Tapizado en skay sin costuras.

AURIS



COD	DESCRIPCIÓN
SN-858	AURIS 1 motor: Subida-bajada, respaldo y pernera manual. Brazos sincronizados con el respaldo, abatibles independientes. Pernera con estribera en base de inox abatible 90°. Giro sillón 360°, sistema antivuelco. Pedal con puesta a cero automática y paro de seguridad. Tapizado en skay sin costuras. Cabezal ergonómico con triple regulación
SN-859	AURIS 2 motores: Subida-bajada y respaldo. Pernera manual Brazos sincronizados con el respaldo, abatibles independientes. Pernera con estribera en base de inox abatible 90°. Giro sillón 360°, sistema antivuelco. Pedal con puesta a cero automática y paro de seguridad. Tapizado en skay sin costuras. Cabezal ergonómico con triple regulación
SN-860	AURIS 3 motores: Subida-bajada, asiento y respaldo. Pernera manual Brazos sincronizados con el respaldo, abatibles independientes. Pernera con estribera en base de inox abatible 90°. Giro sillón 360°, sistema antivuelco. Pedal con puesta a cero automática, paro de seguridad y dos memorias de trabajo. Tapizado en skay sin costuras. Cabezal ergonómico con triple regulación

CABEZALES OPCIONALES PARA SILLÓN ORION



COD	DESCRIPCIÓN
SN-801	Cabezal plano con regulacion de altura
SN-866	Cabezal ergonómico con triple regulación