


BUCK

manufactured by
EMOS Technology GmbH

Flexibles Naso-Pharyngo-Laryngoskop Flexible Naso-Pharyngo-Laryngoscope



EMOS Technology GmbH
Gewerbestr. 10
D-88636 Illmensee

fon +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 0
fax +49 (0) 75 58 / 93 82 78 - 55

E-Mail: info@emostechnology.com
www.emostechnology.com

Flexibles Naso-Pharyngo-Laryngoskop Flexible Naso-Pharyngo-Laryngoscope



Technische Daten

Technical Data

	FNS-2200	FNS-2800	FNS-3200	FNS-3400
Einführschlauch / Insertion tube	Ø 2.2 mm	Ø 2.8 mm	Ø 3.2 mm	Ø 3.4 mm
Nutzlänge / Working length	300 mm	300 mm	300 mm	300 mm
Öffnungswinkel / Field of view	85°	85°	85°	85°
Abwinklung auf/ab/ Angulation up/down	160°/160°	160°/160°	160°/160°	160°/160°
Arbeitskanal / Working channel	-	-	-	-
Bildpunkte / Pixel	6.500	18.000	18.000	18.000
Tiefenschärfe / Field of depth	3 - 50 mm	3 - 50 mm	3 - 50 mm	3 - 50 mm
Artikel Nr. / Item no.	FNS-2200	FNS-2800	FNS-3200	FNS-3400

	FNS-2812	FNS-3814
Einführschlauch / Insertion tube	Ø 2.8 mm	Ø 3.8 mm
Nutzlänge / Working length	300 mm	300 mm
Öffnungswinkel / Field of view	88°	85°
Abwinklung auf/ab/ Angulation up/down	160°/160°	160°/160°
Arbeitskanal / Working channel	Ø 1.2 mm	Ø 1.4 mm
Bildpunkte / Pixel	6.500	14.000
Tiefenschärfe / Field of depth	3 - 50 mm	3 - 50 mm
Artikel Nr. / Item no.	FNS-2812	FNS-3814

Standard Zubehör / Standard accessories		Im Lieferumfang enthalten / Accessories included in delivery
200.00040.00	Dichtigkeitstester / Leakage tester	
200.02421.00	ETO-Kappe / ETO-Cap	
Optionales Zubehör / Optional accessories		
200.02531.02	Mini PortLed	
270.00016.00	Kunststoffkoffer / Plastic suitcase	