

Otoscopio F.O. HEINE BETA® 200 LED

Precisión en nitidez, reproducción del color y claridad en LED^{HQ}

LED^{HQ}
LED IN HEINE QUALITY.



Otoscopio con sólida carcasa de metal y lentes a prueba de rayado para una vida útil extraordinariamente prolongada y un resultado de examen de calidad constante. LED con una vida útil prácticamente ilimitada, no es necesario cambiar la bombilla.

- ✦ **3 x aumentos:** la ventana de visualización corregida varias veces proporciona imágenes nítidas y sin distorsiones incluso en las zonas periféricas.
- ✦ **Iluminación de fibra óptica.** Permite una iluminación regular y clara, y una visibilidad sin sombras del oído y el tímpano.
- ✦ **Están los LED. Y están los LED^{HQ}.** HEINE ha establecido un nuevo estándar, que mantiene que solo lo mejor es lo suficientemente bueno desde la selección del material hasta el acabado, desde la intensidad luminosa hasta la posibilidad de atenuación, desde la gestión térmica hasta un índice de reproducción del color lo más alto posible. **Lo hemos bautizado como «LED in HEINE Qualität» o, lo que es lo mismo, «LED en calidad HEINE». De ahí la denominación «LED^{HQ}».**
- ✦ **La iluminación LED está rigurosamente adaptada al sistema óptico** y, en combinación con este, proporciona una iluminación muy clara y homogénea: para un diagnóstico seguro.
- ✦ **Sistema patentado de atenuación continua** entre el 3% y el 100% único en el mercado con práctico manejo con un solo dedo.
- ✦ **Ventana de visualización integrada** abatible para una fácil colocación y limpieza del cabezal.
- ✦ **Conexión de insuflador integrada.** Evita el escape no deseado de aire durante la prueba neumática del tímpano. Para la información de pedido, véase accesorios la página 015.
- ✦ **Se garantiza la funcionalidad plena del BETA 200 LED con los mangos recargables BETA actuales y los transformadores de pared EN 200 / EN 200-1.**
- ✦ **Disponible también con iluminación xenón halógena XHL.** Iluminación brillante y reproducción exacta de los colores; los demás datos técnicos son como los del otoscopio F.O. BETA 200 LED.
- ✦ **Un espéculo para un futuro mejor.** Los espéculos desechables HEINE AllSpec, de plástico reciclado. Más información al respecto en la página 014.

Sets/kits de diagnóstico HEINE BETA 200

Con iluminación XHL o LED^{HQ}

Set incluye: Otoscopio F.O. BETA 200,

1 juego (4 piezas) de espéculos de uso continuo, 10 AllSpec espéculos desechables de 4 mm Ø, lámpara de recambio para la versión XHL, estuche rígido.



	2,5V XHL	3,5V XHL	LED
BETA mango a pilas	B-141.10.118		
BETA4 USB mango recargable con cable USB y fuente de alimentación de enchufe		B-141.27.388	B-141.28.388
BETA4 NT mango recargable con cargador de mesa NT4		B-141.23.420	B-141.24.420

Kit incluye: Otoscopio F.O. BETA 200,

10 AllSpec espéculos desechables de 4 mm Ø.



Sin estuche

	2,5V XHL	LED
BETA mango a pilas	B-011.10.118	
BETA4 USB mango recargable con cable USB y fuente de alimentación de enchufe		B-011.28.388
BETA4 NT mango recargable con cargador de mesa NT4		B-011.24.420