

## Lupas binoculares HEINE HR 2.5x

### Con i-View soporte de lupas girable



#### HR 2.5x óptica con i-View

- ✦ Ópticas acromáticas para imágenes altamente nítidas y brillantes con corrección del color.
- ✦ Extremadamente ligeras (51 g).
- ✦ Hidrófugas.
- ✦ Regulación por separado del ocular izquierdo y derecho, para un ajuste DP perfecto.
- ✦ Mayor campo de visión y mayor profundidad de campo.
- ✦ Soporte de lupas i-View. Permite todos los ángulos de visión y la lupa se puede apartar hacia arriba independientemente de la lámpara LoupeLight2 opcional.

#### HR 2.5x datos técnicos

Distancia de trabajo en mm	340	420	520
Campo de visión en mm	90	130	180
Profundidad de campo en mm	110	180	260

### Opciones de montaje:



Montura de corrección "clip-in"

#### ✦ HEINE S-FRAME

- ✦ Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico.
- ✦ Las patillas formables y las almohadillas de la nariz pueden adaptarse de forma individual a todas las formas de cabeza y rostro.
- ✦ Materiales innovadores: carbono – aleación de Kynetium, reduce el peso (24 g).
- ✦ Cristales de protección resistentes de policarbonato.
- ✦ Montura de corrección "clip-in" opcional para lentes correctivos.



Cinta craneal Professional L con S-GUARD

#### ✦ HEINE cinta craneal Professional L con S-GUARD

- ✦ Protección contra salpicaduras S-GUARD.
- ✦ Almohadilla ergonómica para la nariz para llevarlas con máxima comodidad durante largos tratamientos.
- ✦ Completamente ajustable en ancho y altura, apta para todas las formas de cabeza.
- ✦ Almohadilla de piel higiénica y cómoda.
- ✦ Montura de corrección "clip-in" opcional para lentes correctivos.



Cinta craneal Professional L sin S-GUARD

#### HEINE cinta craneal Professional L sin S-GUARD

- ✦ Solución óptima para portadores de gafas con gafa propia.
- ✦ Completamente ajustable en ancho y altura, apta para todas las formas de cabeza.
- ✦ Almohadilla de piel higiénica y cómoda.

Lupas binoculares HEINE HR 2.5x

Con i-View soporte de lupas girable

HR 2.5x sets con i-View soporte de lupas girable



Set A



Set B  
con S-GUARD



Set C  
sin S-GUARD

Distancia de trabajo en mm	340	420	520
<b>Set A:</b> Optica HR 2.5x con i-View para S-FRAME, cristales de protección 2 palancas basculantes esterilizables cinta de sujeción paño limpia gafas maletín	C-000.32.355	C-000.32.356	C-000.32.567
<b>Set B:</b> Optica HR 2.5x con i-View para cinta craneal Profesional L protec. contra salpicaduras S-GUARD cristales de protección 2 palancas basculantes esterilizables paño limpia gafas	C-000.32.365	C-000.32.366	C-000.32.367
<b>Set C (sin S-GUARD):</b> Optica HR 2.5x con i-View para cinta craneal Profesional L cristales de protección 2 palancas basculantes esterilizables	C-000.32.865	C-000.32.866	C-000.32.867

Informaciones referente los accesorios para lupas binoculares y LoupeLight2 consulte páginas 112 – 114.

## Lupas binoculares HEINE HRP

## Con i-View soporte de lupas girable



## HRP óptica con i-View


- ✦ Ópticas acromáticas para imágenes altamente nítidas del campo de visión entero.
- ✦ Extremadamente ligeras (85 g).
- ✦ Hidrófugas.
- ✦ Regulación por separado del ocular izquierdo y derecho, para un ajuste DP perfecto.
- ✦ Aumento máximo: Puede elegir entre 3.5x, 4x y 6x.
- ✦ Soporte de lupas i-View. Permite todos los ángulos de visión y la lupa se puede apartar hacia arriba independientemente de las lámparas LoupeLight2 opcional.

## HRP datos técnicos

Distancia de trabajo en mm	HRP 3.5 x/ 420	HRP 4 x/340	HRP 6 x/340
Campo de visión en mm	65	50	40
Profundidad de campo en mm	60	40	30

## Opciones de montaje:

## ✦ HEINE S-FRAME



Montura de corrección "clip-in"

- ✦ Mayor confort gracias a un diseño moderno y ergonómico.
- ✦ Las patillas formables y las almohadillas de la nariz pueden adaptarse de forma individual a todas las formas de cabeza y rostro.
- ✦ Materiales innovadores: carbono – aleación de Kynetium, reduce el peso (24 g).
- ✦ Cristales de protección resistentes de policarbonato.
- ✦ Montura de corrección "clip-in" opcional para lentes correctivos.

## ✦ HEINE cinta craneal Professional L con S-GUARD



Cinta craneal Professional L con S-GUARD

- ✦ Protección contra salpicaduras S-GUARD.
- ✦ Almohadilla ergonómica para la nariz para llevarlas con máxima comodidad durante largos tratamientos.
- ✦ Completamente ajustable en ancho y altura, apta para todas las formas de cabeza.
- ✦ Almohadilla de piel higiénica y cómoda.
- ✦ Montura de corrección "clip-in" opcional para lentes correctivos.

## ✦ HEINE cinta craneal Professional L sin S-GUARD



Cinta craneal Professional L sin S-GUARD

- ✦ Solución óptima para portadores de gafas con gafa propia.
- ✦ Completamente ajustable en ancho y altura, apta para todas las formas de cabeza.
- ✦ Almohadilla de piel higiénica y cómoda.

Lupas binoculares HEINE HRP

Con i-View soporte de lupas girable



Set A



Set B  
con S-GUARD



Set C  
sin S-GUARD

HRP sets con i-View soporte de lupas girable

Distancia de trabajo en mm	HRP 3.5 x/420	HRP 4 x/340	HRP 6 x/340
<b>Set A:</b> Optica HRP con i-View para S-FRAME, cristales de protección 2 palancas bascul. esterilizables cinta de sujeción paño limpia gafas maletín	C-000.32.430	C-000.32.431	C-000.32.432
<b>Set B:</b> Optica HRP con i-View para cinta craneal Profesional L protec. contra salpicaduras S-GUARD cristales de protección 2 palancas bascul. esterilizables paño limpia gafas	C-000.32.440	C-000.32.441	C-000.32.442
<b>Set C (sin S-GUARD):</b> Optica HRP con i-View para cinta craneal Profesional L cristales de protección 2 palancas bascul. esterilizables	C-000.32.840	C-000.32.841	C-000.32.842

Informaciones referente los accesorios para lupas binoculares y LoupeLight2 consulte páginas 112 – 114.